TML5 Fixe, Compact

Table à manger au lit / C, 1 plateau, fixe compact


REF. GHTML5PF-C (montée, existe en kit : voir option)



Les tables à manger au lit TML5 ont été spécialement conçues pour l'ambulatoire, elles possèdent un piètement plus petit pour minimiser l'encombrement. La version GHTML5PF-C est composée d'un piètement en C (ambulatoire) et d'un plateau fixe compact extrêmement résistant mécaniquement et résistant aux hautes températures jusqu'à +180°C. AHF fabrique et propose à ses clients un large choix de type de plateaux, de matières (stratifié, polymère et compact) et de personnalisations. Notre bureau d'étude est également à votre écoute pour concevoir des versions sur mesure.



Spécifications techniques



STRUCTURE

• Structure avec piètement + colonne époxy blanc Grande robustesse et stabilité

POIGNÉE ERGONOMIOUE

• Poignée pour le réglage de la hauteur de la table. Située sous le plateau fixe

COLONNE

La colonne réglable permet une utilisation au lit, au fauteuil et s'adapte à la morphologie du résident ou du patient.

- Hauteur variable assistée par vérin à gaz
- Avec sécurité anti-coincement
- à la montée pour une sécurité optimale Enjoliveur de la colonne en aluminium
- pour un meilleur rendu esthétique

ROULETTES

 4 roulettes pivotantes (360°) double galet de diam. 50 mm permettant un déplacement facile

Données techniques

Hauteur variable

Dimension du plateau Epaisseur du plateau

Hauteur du piètement Longueur du piètement Largeur du piètement

> Longueur totale Largeur totale

> Poids à vide Charge maximale

Matériaux

Roulettes double galet

Classement Feu (NF P 92-503)

74.5 cm - 106 cm

71 x 41 cm

10 mm

9.5 cm

64 cm

50 cm

71 cm 50 cm

15 Kg en bout de plateau

30 Kg répartie

Compact (plateau) Acier (structure) Aluminium (enjoliveur)

360° / Ø 50 mm

M1, Ininflammable

Accessoires & **Options disponibles**

- 2 roulettes avec frein
- Livraison en kit de la TML REF. GHTML5PFK-C

Hygiène & Désinfection

- Surfaces lisses, faciles d'accès et compatibles avec les détergents autorisés. Recommandé de procéder au nettoyage de haut en bas
- Ne pas utiliser de substance abrasive ou de décapant, de produit de polissage, de cire, ni de produits d'entretien pour meubles ou d'agents blanchissants
- Le produit est à pulvériser ou à appliquer à l'aide d'une lingette à usage unique

