

PANTOGRAPHE (PANTO)

Lit médicalisé hôtelier ultra bas, robuste & pratique

REF. SAP57439BTT



Le lit médicalisé électrique ultra bas **PANTOGRAPHE** a été spécialement conçu pour les établissements de **long séjour : maisons de retraite et EHPAD**, il est particulièrement adapté aux **établissements de repos souhaitant limiter leur frais d'entretien et de maintenance**. Particulièrement robuste (capacité maximale de 250 kg) grâce à son système d'élévation « Pantographe », le lit **PANTOGRAPHE** est également très pratique d'utilisation (rallonge et butées murales directement intégrées, panneaux démontables sans outils...). Disposant d'une **position basse de 24 cm**, il a également pour but d'améliorer l'autonomie des patients et le confort du personnel soignant.

Spécifications techniques

SYSTÈME D'ÉLÉVATION

PANTOGRAPHE

• La conception à élévation Pantographe permet une grande robustesse du lit avec une capacité maximale élevée. Le châssis reste dégagé pour permettre le passage de table à manger au lit ou de lève malade

PANNEAUX

2 types de panneaux mélaminés disponibles (démontage sans outils, épaisseur 19 mm) :

- Panneau plein (A)
- Panneau main courante (B) (main courante en bois massif)



ANCRAGES ACCESSOIRES

- 4 pour porte sérum
- 2 pour support télécommande (à la tête du lit)
- 2 pour porte potence (à la tête du lit)

BUTÉES MURALES

- Butées de protection intégrées directement à la tête de lit (15,5 cm) (en option) butée avec rallonge supplémentaire (10cm)

CPR

- Le mécanisme de remise à plat d'urgence du relèvement buste est accessible rapidement via 2 poignées manuelles bilatérales

CHÂSSIS

- Accès dégagé sous le lit
- Châssis en acier pour une robustesse maximale

FONCTIONS

MULTIFONCTIONNEL

- Hauteur variable / Relève buste (à translation) / Relèves jambes (plicature des genoux) / Proclive & Déclive / Position fauteuil

SOMMIER

- 5 lattes amovibles en ABS recyclé
- (en option) Sommier Plan Compact



COMMANDES

- Intuitives via la télécommande filaire (inclus) patient avec la possibilité de bloquer chaque fonction
- (en option) Boîtier de commande soignant à accrocher sur le panneau ou les barrières 3/4

(en option) BARRIÈRES

- 2 concepts : Demi-barrières, barrières 3/4

RALLONGE

- Intégrée en pied de lit avec repose complément de matelas (accès facile et mise en place sans outils)

FREINAGE

- Semi-centralisé bilatérale en tête/pied de lit

ROUES

- Multidirectionnelle (360°) doubles galets de diam. 50 mm
- Capotées de base pour un esthétisme « démedicalisé »

Données principales

Hauteur variable
Passage sous le châssis

24 cm – 76 cm
12,8 cm

Capacité max. (poids patient)
Poids à vide (sans accessoires)

250 Kg (215 Kg)
100 Kg

Angle relève buste
Plicature des genoux
Angle proclive / déclive

70° (max)
30° (max)
17° / 12,5° (max)

Rallonge

18,5 cm

Dimensions (sans barrières)
Surface de couchage

216 x 97 cm
200 x 90 cm

Matériaux

Acier, Bois massif,
Mélaminé

Roues à double galet

360° / Ø 50 mm

Tension d'alimentation

100-230 V, 50/60 Hz
Max 3,15 A

Certification
Normes

CE (UE 2017/745)
NF EN 60601-2-52
NF EN 60601-1-2
NF EN 60601-1

Personnalisation et Accessoires



Chêne Vicenza Clair
<NEW> MARS 2024



Chêne Nebraska
Naturel



Chêne Nebraska
Gris

Découvrez l'ensemble
des colonis stratifiés
disponibles sur notre nuancier

Couleur (structure du lit)



Blanc crème
RAL 9002



Gris anthracite
RAL 7015
Janvier 2025

Accessoires disponibles

- Potence à enrouleur
- Tige porte sérum 4 crochets
- Support flexible de télécommande
- Veilleuse sous le lit
- Batterie
- Porte sac urine (sur barrière 3/4)
- Poignée de préhension
- Sommier Plan Compact
- Attaches sangles standard et grande boucle
- Boîtier de commande soignant
- Télécommande Bluetooth
- Filet anti-chute d'oreiller
- Porte-documents
- Protection mousse pour barrière
- Complément de barrière 3/4
- Long pans pour barrière 3/4
- Décor bois pour barrière 3/4
- Chariot de transport

Barrières disponibles

- Demi-barrières
- Barrières 3/4

Hygiène & Désinfection

- Le produit est à pulvériser ou à appliquer à l'aide d'une lingette à usage unique
- Il est également recommandé de procéder au nettoyage de haut en bas