

ACCESSOIRES ASSISES

Pour les établissements d'hébergements de personnes âgées

Pour les établissements d'hospitalisation

Découvrez l'ensemble de nos accessoires

AHF®

A MEDJUNIC COMPANY

AHF propose une gamme complète d'accessoires dédiée à nos fauteuils
Retrouvez la liste complète ci-dessous avec les gammes d'assises correspondantes.



| Accessoires et références | Compatibilité avec les produits | Descriptif & Données techniques |
|--|---|---|
| 1 2 roulettes fauteuils FMFAUSU2G | Fauteuils MOMENTA et MONTARCHER | <ul style="list-style-type: none"> • Descriptif : 2 roulettes pour faciliter la manœuvrabilité des fauteuils de chambre • Dimension : double galet diamètre 50 mm |
| 2 Repose tête GERIART | Fauteuils MOMENTA et MONTARCHER | <ul style="list-style-type: none"> • Descriptif : repose-tête facile à placer sur le dossier de l'assise. Verso antidérapant • Dimension : 20 x 20 cm • Poids : 250 g |
| 3 Kit son pour fauteuils LSUGHKITSONFAUT | Fauteuils MOMENTA et MONTARCHER | <ul style="list-style-type: none"> • Descriptif : diffusion immersive du son directement depuis le dossier des fauteuils. Les nuisances sonores sont minimisées et le confort d'écoute est optimal. Peut être utilisé en musicothérapie. Fonctionne via une connexion Bluetooth entre le boîtier du dossier et le boîtier émetteur à connecter dans la chambre |

Hygiène & Désinfection

- Les tissus répondent à la norme NF EN 15973: nettoyez avec un savon au pH neutre et une brosse douce. Nettoyez immédiatement les tâches comme le stylo, le café... pour éviter une migration définitive dans la masse du tissu enduit.
- Le produit est à pulvériser ou à appliquer à l'aide d'une lingette à usage unique
- Il est également recommandé de procéder au nettoyage de haut en bas