

BARRIERES DE LIT - CS

Pour les établissements d'hospitalisation



Barrières 3/4, Demi-barrières

REF. LSUGH2BPLTXO6, LSUGH2BLTA2, LSUGH2BPLP1/2A



A MEDJUNIC COMPANY

Les barrières de lit pour lit médicalisé hospitalier ou ambulatoire AHF (court séjour) sont fabriquées dans nos usines en France. Leurs conceptions ont été étudiées pour être **faciles d'utilisation, hygiéniques, légères tout en restant robustes**. Conçues à partir de matériaux nobles et sélectionnés avec soin, nos barrières ont la particularité d'être très esthétiques et de s'incorporer parfaitement avec nos lits made in AHF.

Barrières de lit & Référence produit	Compatibilité avec les lits	Descriptif & Données techniques	Poids
<p>Lot de 2 barrières 3/4 REF : LSUGH2BPLTXO6 REF : LSUGH2BPLA2</p> 	<p>LSUGH2BPLTXO6 MEDIFIT</p> <p>LSUGH2BPLA2 ACTILIT</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Descriptif : barrières latérales recouvrant les 3/4 du lit. Deux positions possibles : basse (non sécurisée) et haute (sécurisée). Les barrières sont amovibles sans outils. Possibilité de positionner (sans outils) la barrière pour matelas thérapeutique (uniquement pour le MEDIFIT) • Matériaux : barrière en plastique chargé fibre de verre et tube acier recouvert époxy. Couleurs : blanc crème • Dimensions : 155 x 50 x 3,6 cm (pour une barrière) • Norme : EN 60601-2-52 <i>(pour personnes dont la taille est supérieure ou égale à 146 cm, dont le poids est supérieur ou égal à 40 kg et dont l'indice de masse corporelle (IMC) est supérieur ou égal à 17)</i> 	<p>8 kg (pour une barrière)</p>
<p>Lot de 4 demi-barrières REF : LSUGH2BPLP1/2A</p> 	<p>ACTILIT (1/2 barrières incluses de base dans l'offre du lit ACTILIT)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Descriptif : 4 demi-barrières latérales recouvrant les 3/4 du lit. Deux positions possibles : basse (non sécurisée) et haute (sécurisée), poignée de déverrouillage rouge intuitive avec descente amortie pour chaque barrière. • Options : commandes patients et/ou soignants disponibles en option (pour plus d'informations merci de consulter la fiche technique des accessoires de lit –CS) • Matériaux : barrière en polypropylène (blanc) avec mécanisme en acier epoxy blanc. Insert stratifié personnalisable selon le nuancier AHF. • Dimensions : 81 x 43 x 4 cm (pour une barrière) • Norme : EN 60601-2-52 <i>(pour personnes dont la taille est supérieure ou égale à 146 cm, dont le poids est supérieur ou égal à 40 kg et dont l'indice de masse corporelle (IMC) est supérieur ou égal à 17)</i> 	<p>8 kg (pour une barrière)</p>

Accessoires disponibles

Uniquement sur les barrières 3/4

- Protection mousse

Uniquement sur les demi-barrières

- Commandes intégrées Patient et/ou Soignant

Hygiène & Désinfection

- N'utiliser que les produits nettoyants ou désinfectants autorisés et normalisés
- Ne pas mélanger les produits et respecter les dosages et dilutions prescrites
- Ne pas appliquer les produits nettoyants ou désinfectants directement sur le lit ou accessoires, appliquer le produit sur un support servant à nettoyer et respecter la période de séchage.
- Produits recommandés: détergents simples, eau de javel 9 degrés chlorométrique et diluée à 97%, produits répondants aux normes NF EN 1040 / NF T 72-152 / NF EN 1275 / NF T 72-202, détergent contenant les principes actifs type N-décyl-N, N-diméthyl-1-Décanaminium chloride