

# Repose-jambes MOMENTA

Assises Court Séjour

Armature métal, 4 pieds, inclinable 4 positions

REF. FMPOUFCHANTA2



Le repose-jambes **FMPOUFCHANTA2** a été spécialement conçu pour les établissements de santé. Robuste, personnalisable, confortable et pratique avec ses 5 positions d'inclinaisons, il est le produit idéal pour se détendre, il s'accorde parfaitement avec nos chaises MOMENTA. Nos nombreux coloris de tissus différents vous permettront d'assortir vos assises à votre environnement de chambre. Notre bureau d'étude est également à votre écoute pour concevoir des versions sur mesure.

## Spécifications techniques

### STRUCTURE

- Armature tubulaire revêtement epoxy RAL 7035 Charge admissible importante
- Robustesse**

### INCLINAISON

- 5 positions d'inclinaison via une crémaillère manuel
- Praticité**



### REPOSE

- Mousse polyéther recouvert d'un tissu : GINKGO (texturé) ou URBAN (lisse)
- **Tissu personnalisable** (consulter notre nuancier complet avec ses nombreux coloris)

### PIEDS

- Patins polyéthylène non tâchant

## Données techniques

### Dimensions

Largeur **45 cm**  
Hauteur **42 cm**  
Profondeur **42 cm**

Inclinaison max. Angle **20°**

Poids à vide **6 kg**  
Charge admissible max. **40 kg**

Matériaux **Acier (armature), Tissus, Mousse polyéther, Polyéthylène**

Armature tubulaire **Ø32**

Densité de la mousse (assise et dossier) **42 kg / m<sup>3</sup>**

Classement Feu – Norme anti-feu **M1 – Non inflammable**

## Personnalisation et Accessoires

### Tissus GINKGO



\* Les coloris AHF peuvent être amenés à évoluer (nouvelles teintes, évolution de teintes)

### Tissus URBAN



### Hygiène & Désinfection

- Les tissus répondent à la norme NF EN 15973: nettoyez avec un savon au pH neutre et une brosse douce. Nettoyez immédiatement les tâches comme le stylo, le café... pour éviter une migration définitive dans la masse du tissu enduit.
- Le produit est à pulvériser ou à appliquer à l'aide d'une lingette à usage unique
- Il est également recommandé de procéder au nettoyage de haut en bas